

ABM®Control Agarose

货号: MA500

产品信息

规格: 500 µL

粒径: ~45 µm (琼脂糖微珠)

配体: VHH (含 his 标签)

反应性: 对标签类蛋白质均无反应

储存液: 1x10 mM PBS, 25%甘油, 和 0.03% Proclin 300

运输温度: 冰袋运输

储存温度: 4°C保存 1 年

产品说明

Control Agarose 磁性琼脂糖微球, 与我们 VHH Agarose 所使用的磁珠基质相同。当使用 VHH Agarose 时, 某些非特异性蛋白质、DNA 可能会与琼脂糖微球发生结合, 影响实验结果。使用 Control Agarose 可以消除这种非特异性结合的影响, 使实验结果更加可信。

产品使用

1. 样品预处理, 去除蛋白质、DNA 等对琼脂糖珠的非特异性结合。
2. 设置对照使用, 建议一次使用 5ul。

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品不能用于诊断医疗或其它用途仅用于科学实验研究。



ABMagic™